



OpenTex™ TR

PTFE мембрана, армована титаном

Артикул	Розмір	Ціна, €	
OpenTex-TR_P01	17x25 mm	175	
OpenTex-TR_P02	24x30 mm	195	
OpenTex-TR_P03	17x25 mm	145	
OpenTex-TR_P05	12x24 mm	115	
OpenTex-TR_P06	14x24 mm	140	
OpenTex-TR_P07	30x40 mm	240	



ОПТИМАЛЬНА РИГІДНІСТЬ
(ЖОРСТКІСТЬ) ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ
МІЖЗУБНОГО ПРОСТОРУ



НЕРЕЗОРБУЮЧА



МІНІМАЛЬНО-ІНВАЗИВНА
ПРОЦЕДУРА
ВСТАНОВЛЕННЯ

- Мембрана OpenTex™ TR – це оптимальна продукція, яку можна з легкістю модифікувати, зокрема вона є достатньо твердою для утворення необхідного простору оскільки вона зміцнена титановим каркасом.
- Виготовляється у різних формах, що забезпечує відповідність вимогам хірурга.
- Мембрану OpenTex™ TR можна легко модифікувати, а також легко видаляти.